


Quick & Reference Guide



IMPORTANT!

- FIRST**, we strongly recommend you read all instructions carefully and watch the brief instructional video on our website at ptsdiagnostics.com. **THEN**, follow all steps as you perform the test.
- Do not** open pouches until instructed.
- Make sure kit number on analyzer matches kit numbers on pouches.
- Use indoors between 18°C - 25°C (64°F - 77°F) and out of direct sunlight.
- Do not use if dot on the temperature label of box is red or if the product is past the expiration date.
- If the kit has recently been opened at temperatures outside the recommended conditions, keep the kit at room temperature for at least one hour before use.

1 Open Plastic Shaker Pouch*

Do NOT open foil cartridge pouch until Step 6.

2 Stick Finger

- Wash hands or clean with alcohol and dry before testing.
- Remove cap and press lancet into finger.
- Gently squeeze finger to get adequate blood.

3 Collect Blood

- Gently touch blood collector to tip of blood drop to fill.
- Make sure collector is adequately filled.

4 Insert Blood Collector

- Fully insert blood collector into shaker body.
- Push hard while twisting to fully insert.

5 Mix

- Shake vigorously 6-8 times (about 5 seconds). This will mix the blood with the solution.
- Stand shaker on table while preparing cartridge.

6 Open Foil Cartridge Pouch*

AFTER Blood Collection

Remove cartridge into analyzer immediately and use within 2 minutes.

7 Insert Cartridge

- Click test cartridge into place.
- Analyzer and test cartridge codes must match.
- If codes do not match, call Customer Service at +1-877-870-5610 (toll-free in US and Canada) or +1-317-870-5610 (direct) to walk you through the test.

8 Prepare Shaker

Remove shaker base.

9 Dispense Sample into Cartridge

- Insert analyzer in seal surface.
- Push down completely to dispense diluted sample and remove in a continuous motion.
- Remove sampler from cartridge quickly. "RUN" will appear.

10 5 Minutes to Results

Display reads "OC" (out of control).

11 Dispose of Cartridge / Save Analyzer

- Dispose of cartridge in your household waste.
- Save analyzer for additional tests. Analyzer will display, for example, "OTL" if there is one test left and "WTE" if you just used your last test.
- Record your A1C result in the result log in Step 12.
- Analyzer will show result for 15 minutes and will turn off automatically.

12 Log Result


Chart your progress here.

Record your A1C results here, and bring this with you when you see your doctor. Mark down your A1C goal in the space provided.

Result Interpretation

- Do not take any decision of medical healthcare without first consulting your healthcare practitioner.
- When this device is used for monitoring of an existing disease, adjust the treatment **only** if you have received the appropriate training to do so.

Überblick & Kurzanleitung



WICHTIG!

- ZUNÄCHST empfehlen wir Ihnen dringend, alle Anweisungen sorgfältig durchzulesen und das kurze Lehrvideo auf unserer Website unter ptsdiagnostics.com anzusehen. Folgen Sie **DANN** den einzelnen Schritten zur Durchführung des Tests.
- Öffnen Sie die Beutel **erst dann**, wenn Sie dazu angewiesen werden.
- Achten Sie darauf, dass die Chargennummer auf dem Analysegert mit der Chargennummer auf dem Analysierpatrone übereinstimmt.
- Wenden Sie sich an den Kundenservice unter +1-877-870-5610 (in den USA und Kanada gebührenfrei) oder unter +1-317-870-5610 (Direktwahl) an, wenn Sie Fragen haben.

1 Shaker-Kunststoffbeutel öffnen*

Öffnen Sie den Folien-Patronenbeutel ERST bei Schritt 6.

2 In den Finger stechen

- Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Alkohol oder desinfizieren Sie Ihre Hände.
- Entfernen Sie die Schutzkappe und drücken Sie die Lanzette in Ihren Finger.
- Den Finger leicht drücken, um ausreichend Blut zu erhalten.

3 Blut entnehmen

- Berühren Sie mit der Blutentnahmeverrichtung vorsichtig den Blutpfropfen, um diesen aufzunehmen.
- Achten Sie darauf, dass die Blutentnahmeverrichtung ausreichend gefüllt wird.

4 Blutentnahmeverrichtung einführen

- Setzen Sie die Blutentnahmeverrichtung vollständig in den Shaker ein.
- Stellen Sie den Shaker auf dem Tisch ab und bereiten Sie die Patrone vor.

5 Mischen

- Shaken Sie 6-8 Mal kräftig (ca. 5 Sekunden). Dadurch wird das Blut mit der Lösung vermischt.
- Stellen Sie den Shaker auf dem Tisch ab und bereiten Sie die Patrone vor.

6 Öffnen Sie den Folien-Patronenbeutel* NACH der Blutentnahme

Führen Sie die Patrone direkt in das Analysegert ein und verwenden Sie sie innerhalb von 2 Minuten.

7 Patrone einsetzen

- Führen Sie die Testpatrone ein, bis ein „Klick“ zu hören ist.
- Die Codes auf dem Analysegert und auf der Testpatrone müssen übereinstimmen.
- Wenn die Codes nicht übereinstimmen, rufen Sie den Kundenservice unter +1-877-870-5610 (in den USA und Kanada gebührenfrei) oder unter +1-317-870-5610 (Direktwahl) an.

8 Shaker vorbereiten

Entfernen Sie die Basis vom Shaker ab.

9 Probe in die Patrone abgeben

- Stellen Sie sicher, dass sich das Analysegert auf einer ebenen Fläche befindet.
- Drücken Sie die Patrone ganz hinunter, um die verdünnte Probe zu verteilen, und entfernen Sie sie sofort danach wieder.
- Entfernen Sie die Probenentnahmeverrichtung rasch von der Patrone.
- "RUN" wird angezeigt.

10 Ergebnisse in 5 Minuten

Das Display zeigt "OC" (außer Kontrolle).

11 Entsorgung der Patrone / Aufbewahrung des Analysegerts

- Sie können die Patrone im Hausmüll entsorgen.
- Bewahren Sie das Analysegert für weitere Tests auf.
- Das Analysegert zeigt beispielsweise „OTL“ an, wenn ein Test übrig ist, und „WTE“, wenn Sie nur noch einen letzten Test verbleibend haben.
- Halten Sie Ihr A1C-Ergebnis im Ergebnispapier auf Schritt 12 fest.
- Auf dem Analysegert wird das Ergebnis 15 Minuten lang angezeigt. Danach schaltet sich das Gerät automatisch ab.

12 Protokoll-Ergebnis


Zeichnen Sie Ihren Fortschritt hier auf.

Erfassen Sie Ihre A1C-Ergebnisse hier und nehmen Sie diese zum Termin bei Ihrem Arzt mit. Schreiben Sie Ihr A1C-Ziel in das dafür vorgesehene Feld.

Auswertung des Testergebnisses

- Tragen Sie keine medizinisch relevante Entscheidungen, bevor Sie mit Ihrem medizinischen Fachkraft gesprochen haben.
- Wenn dieses Gerät verwendet wird, um überwachend, passiv die Behandlung **nur dann** an, wenn Sie eine entsprechende Schulung durchlaufen haben.

Présentation et guide de référence rapide



IMPORTANT!

- TOUT D'ABORD**, nous vous recommandons fortement de lire attentivement toutes les instructions et de regarder la brève vidéo d'instructions sur notre site Web à l'adresse ptsdiagnostics.com. **ENSUITE**, suivez toutes les étapes pendant que vous effectuez le test.
- N'ouvrez pas les sachets avant d'être invité.
- Assurez-vous que le numéro de lot sur l'analyseur correspond au numéro de lot sur les sachets.
- Utilisez à l'intérieur dans une température comprise entre 18°C et 25°C (64°F et 77°F) et à l'abri des rayons directs du soleil.
- N'utilisez pas le produit si le point sur l'étiquette de température de la boîte est rouge ou si la date d'expiration est dépassée.
- Si le kit a récemment été exposé à des températures supérieures à celles recommandées, laissez le kit à température ambiante pendant au moins une heure avant utilisation.

1 Ouvrez le sachet en plastique contenant l'agitateur*

N'ouvrez PAS le sachet contenant la cartouche avant l'étape 6.

2 Effectuez le prélèvement au doigt

- Lavez-vous les mains au savon et à l'eau, puis séchez les avant d'effectuer le test.
- Retirez le capuchon et appuyez sur la lancette pour piquer le doigt.
- Appuyez délicatement sur le doigt pour obtenir un volume de sang adéquat.

3 Recueillir le sang

- Pressez délicatement le collecteur de sang sur le dessus de la goutte de sang pour le remplir.
- Assurez-vous que le collecteur est correctement rempli.

4 Insérez le collecteur de sang

- Insérez entièrement le collecteur de sang dans le corps de l'agitateur.
- Exercez une pression adéquate tout en tournant pour une insertion complète.

5 Mélangez

- Agitez vigoureusement 6 à 8 fois (environ 5 secondes). Le sang se mélange alors avec la solution.
- Placez l'agitateur droit sur la table pendant la préparation de la cartouche.

6 Ouvrez le sachet après le prélèvement de sang

Insérez la cartouche de test jusqu'à entendre un clic.

7 Insérez la cartouche

- Les codes de l'analyseur et de la cartouche de test doivent être identiques.
- Si les codes ne sont pas identiques, contactez le service clientèle au +1-877-870-5610 (sans frais aux États-Unis et au Canada) ou au +1-317-870-5610 (ligne directe).

8 Préparez l'agitateur

Retirez la base de l'agitateur.

9 Versez l'échantillon dans la cartouche

- Assurez-vous que l'analyseur se trouve sur une surface plane.
- Appuyez complètement pour verser l'échantillon dilué et retirez-le en un mouvement continu.
- Retirez rapidement l'échantillon de la cartouche.
- La mention « RUN » s'affiche.

10 Résultats en 5 minutes

Le cycle de résultats est affiché pendant 15 minutes ou jusqu'à insertion de la cartouche de test suivante.

11 Jetez la cartouche / conservez l'analyseur

- Jetez la cartouche avec vos autres déchets ménagers.
- Conservez l'analyseur pour des tests ultérieurs.
- L'analyseur affiche, par exemple, « OTL » si le reste plus qu'un test, et « WTE » si vous venez d'utiliser le dernier test.
- Enregistrez votre résultat A1C dans le journal des résultats de l'étape 12.
- L'analyseur affiche le résultat pendant 15 minutes, puis s'éteint automatiquement.

12 Enregistrez le résultat


Consignez ici votre progression.

Enregistrez les résultats de vos tests A1C sur cette feuille, puis apportez-la à votre prochaine consultation auprès de votre médecin. Indiquez votre objectif A1C dans la zone prévue à cet effet.

Interprétation des résultats

- Ne prenez aucune décision liée à votre santé sans d'abord consulter votre médecin agréé.
- Lorsque ce dispositif est utilisé pour contrôler une maladie existante, vous ne devez ajuster le traitement **que** si vous avez reçu la formation qui vous permet de le faire.

Panoramica e guida di riferimento rapido



IMPORTANT!

- INNAZZO**, consigliamo caldamente di leggere con attenzione tutte le istruzioni e di guardare il video illustrativo sul nostro sito Web ptsdiagnostics.com. **SUCCESSIVAMENTE**, seguite tutti i passaggi previsti per l'esecuzione del test.
- Non aprire** le buste prima che venga indicato.
- Assicuratevi che il numero di lotto sull'analizzatore corrisponda al numero di lotto sulle buste.
- Utilizzate in luogo chiuso a una temperatura tra 18°C e 25°C (64°F - 77°F) e lontano dalla luce solare diretta.
- Non usare il indicatore sulla confezione della temperatura della confezione è rosso o se il prodotto ha superato la data di scadenza.
- Se il kit è stato recentemente conservato a temperature che non rientrano nelle condizioni consigliate, mantenerlo a temperatura ambiente per almeno un'ora prima di utilizzarlo.

1 Apertura della busta in plastica dell'agitatore*

NON aprire la busta in alluminio della cartoucia prima del Passaggio 6.

2 Punta del dito

- Lavarsi le mani o disinfettarle con alcool e lasciare asciugare prima di eseguire il test.
- Rimuovere il cappuccio e premere la lancetta nel dito.
- Stringere delicatamente il dito per ottenere una quantità sufficiente di sangue.

3 Prelievo di sangue

- Posizionare delicatamente il raccoglitore sulla goccia di sangue per riempirlo.
- Assicuratevi che il raccoglitore di sangue sia riempito a sufficienza.

4 Inserimento del raccoglitore di sangue

- Inserire completamente il raccoglitore di sangue nel corpo dell'agitatore.
- Esercere una pressione a fondo per inserire completamente.

5 Miscelare

- Agitare vigorosamente 6-8 volte (per circa 5 secondi). In tal modo, il sangue verrà miscelato alla soluzione.
- Durante la preparazione della cartoucia, posizionare l'agitatore sul tavolo.

6 Aprire la busta in alluminio della cartoucia DOPO la raccolta del sangue

Inserire immediatamente la cartoucia nell'analizzatore e utilizzarlo entro 2 minuti.

7 Inserire la cartoucia

- Inserire la cartoucia per test finché non si sente uno scatto.
- I codici dell'analizzatore e della cartoucia per test devono coincidere.
- Se i codici non coincidono, contattate il servizio clienti al numero +1-877-870-5610 (numero verde negli Stati Uniti e in Canada) o +1-317-870-5610 (linea diretta) per ottenere una spiegazione del test.

8 Preparazione dell'agitatore

Rimuovere la base dell'agitatore.

9 Erogazione del campione nella cartoucia

- Assicuratevi che l'analizzatore sia posto su una superficie piana.
- Premere completamente verso il basso per erogare il campione diluito e rimuovere con un movimento continuo.
- Rimuovere rapidamente il campione dalla cartoucia.
- Comparsi la dicitura "RUN".

10 Attendere 5 minuti per i risultati

Questo ciclo di risultati rimane visualizzato per 15 minuti o fino all'inserimento della cartoucia per test successivo.

11 Smaltimento della cartoucia / conservazione dell'analizzatore

- Smaltire la cartoucia assieme ai rifiuti domestici.
- Conservare l'analizzatore per ulteriori test.
- Ad esempio, sull'analizzatore viene visualizzato il messaggio "OTL" in caso di un test rimanente "WTE" se è stato utilizzato l'ultimo test.
- Registrare il risultato dell'A1C nell'apposito registro del Passaggio 12.
- L'analizzatore visualizza il risultato per 15 minuti, poi si spegnerà automaticamente.

12 Registrazione del risultato

Registate qui i progressi.

Registate qui i risultati dell'A1C e portarli con sé quando si va dal medico curante. Segnare l'obiettivo di A1C nello spazio indicato.

Interpretazione dei risultati

- Non prendere alcuna decisione di carattere clinico senza aver prima consultato il professionista sanitario.
- Quando questo dispositivo viene utilizzato per il monitoraggio di una malattia esistente, modificare il trattamento **solo** se si è in possesso di una formazione adeguata.

