


Descripción general y guía de consulta rápida



AICNow Self Check
Sistema de análisis

1 Apertura de la bolsa de plástico del agitador*

No abra el cartucho de la bolsa de aluminio hasta el Paso 6.

2 Punzar el dedo

Lávese las manos o límpielas con alcohol, y séquelas antes de realizar la prueba. Quite la tampa y presione la lanceta contra el dedo. Apriete fuertemente el dedo para obtener una gota de sangre adecuada.

3 Recogida de la sangre

- Con cuidado, toque la parte superior de la gota de sangre con el sistema de recogida de sangre para llenarlo.
- Asegúrese de que el sistema de recogida se llena adecuadamente.

4 Inserción del sistema de recogida de sangre

- Inserte fuertemente el producto entre 6 y 8 veces (aproximadamente 5 segundos). De este modo, la sangre se meterá con la solución.
- Coloque el agitador de la bolsa sobre una superficie horizontal limpia preparada a cartucho.

5 Mezcla

- Agite vigorosamente el producto entre 6 y 8 veces (aproximadamente 5 segundos). De este modo, la sangre se meterá con la solución.
- Coloque el agitador de la bolsa sobre una superficie horizontal limpia preparada a cartucho.

6 Abra la bolsa de cartucho de aluminio* DESPUÉS de la recogida de sangre

Inserte el cartucho en el analizador inmediatamente y utilícelo antes de que transcurran 2 minutos. Rompa la bolsa de aluminio por las marcas de los laterales.

7 Inserción del cartucho

- Introduzca el cartucho de la prueba hasta que gire un "clic" y quede colocado.
- Los códigos del analizador y el cartucho de la prueba deben coincidir.
- Si los códigos no coinciden, llame al servicio de atención al cliente al 1-877-870-5610 (llamada gratuita en EE. UU. y Canadá) o +1-317-870-5610 (teléfono directo) para ayudarte a seguir los pasos de la prueba.

8 Preparación del agitador

Retire la base del agitador.

9 Dispensación de la muestra en el cartucho

Retire la base del agitador. Retire la tampa y presione la lanceta contra el dedo. Apriete fuertemente el dedo para obtener una gota de sangre adecuada.

10 Resultados en 5 minutos

Este ciclo de resultados sigue mostrándose durante 15 minutos o hasta introducir el siguiente cartucho de la prueba.

11 Eliminación del cartucho y almacenamiento del analizador


Deslice el cartucho con los residuos de su hogar. Guarde el analizador para realizar pruebas adicionales. Si, por ejemplo, todavía queda una prueba programada, el analizador mostrará "0011". Si ha realizado todas las pruebas, mostrará "0012". Antes de usar el AIC en el registro de resultados del Paso 12.

12 Registre el resultado

Ante su progreso aquí. Registre sus resultados de AIC aquí y envíelos a su médico en su próxima visita. Antes de ir al objetivo de AIC en el espacio correspondiente.

Interpretación del resultado

- No tome ninguna decisión de relevancia médica sin consultar antes con su médico de cabecera.
- Cuando este dispositivo se utiliza para el seguimiento de una enfermedad existente, adapte el tratamiento solamente si ha recibido la formación adecuada para hacerlo.



AICNow Self Check
Sistema de análisis

1 Abrir bolsa de plástico del copo misturador*

No abra la bolsa de aluminio até ao Passo 6.

2 Colocar dedo

Lave as mãos ou limpe com álcool e seque antes de testar. Retire a tampa e pressione a lanceta no dedo. Aperte fortemente o dedo para obter a sangue adequada.

3 Recolher sangue

- Toque suavemente com o coletor de sangue na gota de sangue para enchê-lo.
- Certifique-se de que enche o coletor corretamente.

4 Introduzir coletor de sangue

- Introduza firmemente o coletor de sangue no copo misturador.
- Empurre com força ao torcer para inserir corretamente.

5 Misturar

- Agite vigorosamente 6 a 8 vezes (cerca de 5 segundos). Desta forma, o sangue mistura-se com a solução.
- Coloque o misturador na mesa, na vertical, enquanto prepara a cartucho.

6 Abra a bolsa de alumínio* APÓS a coleta de sangue

Insira o cartucho no analisador imediatamente e utilize antes de que transcurram 2 minutos. Rompa a bolsa de alumínio pelos cortes laterais.

7 Inserir cartucho

- Insira o cartucho de teste no dispositivo local.
- Os códigos do analisador e do cartucho de teste devem corresponder.
- Se os códigos não correspondem, entre em contato com o cliente através do número 1-877-870-5610 (chamada grátis nos EUA e no Canadá) ou +1-317-870-5610 (direto).

8 Preparar o misturador

Remova a base do copo misturador.

9 Dosear a amostra para o cartucho

Confirme-se de que o analisador se encontra numa superfície plana. Empurre completamente para baixo para dosar a amostra diluída e retire num movimento contínuo. Retire o amassador do cartucho rapidamente. "0011" é apresentado.

10 5 minutos até obter resultados

Este ciclo de resultados permanece exibido durante 15 minutos ou até que o próximo cartucho de teste seja introduzido.

11 Eliminar cartucho/ Guardar analisador


- Elimine o cartucho com os resíduos domésticos.
- Guarde o analisador para testes adicionais. O analisador exibirá, por exemplo, "0111", se restar um teste e "0012", caso tenha usado o seu último teste.
- Registre o seu resultado de AIC no registo de resultados no Passo 12.
- O analisador mostra o resultado durante 15 minutos e desliga-se automaticamente.

12 Registrar resultado

Registre os seus progressos aqui. Registre os seus resultados de AIC aqui e envie a resposta a uma consulta com o médico. Anexe a sua meta de AIC ao espaço fornecido.

Interpretação de resultados

- Não tome qualquer decisão clinicamente relevante sem consultar primeiro o seu médico.
- Quando este dispositivo for usado para monitorizar uma doença existente, deverá adaptar o tratamento e possuir formação apropriada para tal.



AICNow Self Check
Sistema de análisis

1 Open de kunststofzak van de shaker*

Open de foliezak met patroon NIET voor stap 6.

2 Plaats vinger

Was uw handen of reinig deze met alcohol en droog ze af voordat u de test uitvoert. Wrijf uw vinger de dop in druk de prikpen in de vinger. Druk voorzichtig op de vinger om voldoende bloed te krijgen.

3 Neem bloed af

- Breng de bloedafnemer voorzichtig in de bovenkant van de bloeddruppel om te vullen.
- Zorg dat de afnemer voldoende gevuld is.

4 Breng de bloedafnemer in

- Steek de bloedafnemer volledig in de shaker.
- Druk hard tegen de draaiende zodat deze volledig is ingebacht.

5 Meng

- Schud 6-8 keer krachtig (ongeveer 5 seconden). Zo mengt u het bloed met de oplossing. Zet de shaker op tafel terwijl u de patroon voorbereidt.

6 Open de foliezak met patroon* NA de bloedafname

Steek de patroon onmiddellijk in het analyseapparaat en sluit het patroon 2 minuten na openen. Schud de foliezak open aan de ingeklepde aan de zijkant.

7 Breng de patroon op zijn plaats

- De codes van het analyseapparaat en de testpatroon moeten overeenkomen.
- Als de codes niet overeenkomen, belt de klantenservice op 1-877-870-5610 (gratis in VS en Canada) of +1-317-870-5610 (rechtstreeks).

8 Bereid de shaker voor

Haal de basis van de shaker weg.

9 Doe het monster in de patroon

Zorg dat het analyseapparaat op een effen oppervlak staat. Druk volledig in om het verdunde monster te doseren en verwijder het in een doorgangsbeweging. Haal het monster snel uit de patroon. "0011" wordt weergegeven.

10 Wacht 5 minuten op het resultaat

Deze resultaatcyclus blijft 15 minuten lang op de display staan of totdat de volgende testpatroon wordt ingebacht.

11 Gooi de patroon weg/ bewaar het analyseapparaat

- Gooi de patroon weg bij uw huishoudelijk afval.
- Bewaar het analyseapparaat voor aanvullende tests. Het analyseapparaat zal bijvoorbeeld "0111" weergeven als er nog één test over is en "0012" als uw laatste test op zijn laatste gebruik.
- Registreer uw AIC-resultaat in het resultaatlogboek in stap 12.
- Het analyseapparaat toont het resultaat gedurende 15 minuten en schakelt daarna automatisch uit.


12 Logboekresultaat

Noter hier uw voortgang.

Registreer hier uw AIC-resultaat en breng deze mee wanneer u uw dokter bezoekt. Noteer uw AIC-doelstelling in de dia voor bestemde minuut.

Interpretatie van de resultaten

- Neem geen medisch relevante beslissing onder een zelf-zorgeren te raadplegen.
- Wanneer dit apparaat wordt gebruikt voor het monitoren van een bestaande aandoening, dient u te behandelen alleen aan de patiënt en u hiervoor een geschikte opleiding hebt gevolgd.



AICNow Self Check
Sistema de análisis

1 Otwórz torebkę foliową shakera*

NIE otwieraj torebki foliowej aż do kroku 6.

2 Nakłuj palec

Przed rozpoczęciem testu umyj lub oczyść alkoholowo rękę i wysusz je. Włóż palcy czystym narzędziem na palec. Dokładnie ścisnij palec, aby uzyskać odpowiednią ilość krwi.

3 Pobierz krew

- Dokładnie dotknij kolektorem krwi kropki krwi w celu napełnienia ją.
- Sprawy, czy kolektor jest odpowiednio napełniony.

4 Wprowadź kolektor krwi

- Całkowicie wprowadź kolektor krwi do shakera.
- Mocno docisnij, jednocześnie obracając w celu pełnego wprowadzenia.

5 Wymieszaj

- Energicznie wstrząsaj 6-8 razy (przez około 5 sekund). Krew zostanie wymieszana z roztworem.
- Postaw shaker na stole i przygotuj kasetę.

6 Otwórz foliową torebkę kasetę PD pobranu krwi

Zanim włożysz kasetę na miejsce. Jeśli kody są różniące, zadzwonić do działu obsługi klientów pod numer 1-877-870-5610 (bezpłatnie w USA i Kanadzie) lub +1-317-870-5610 (bezpłatnie w UE i Wielkiej Brytanii) lub +1-317-870-5610 (bezpłatnie).

7 Wprowadź kasetę

- Zainstaluj kasetę na swoim miejscu.
- Kody analizatora i kasety muszą być identyczne.
- Jeśli kody są różniące, zadzwonić do działu obsługi klientów pod numer 1-877-870-5610 (bezpłatnie w USA i Kanadzie) lub +1-317-870-5610 (bezpłatnie w UE i Wielkiej Brytanii) lub +1-317-870-5610 (bezpłatnie).

8 Przygotuj shaker

Zdejmij podstawę shakera.

9 Umieść próbkę w kasecie

Sprawy, czy analizator jest na równej powierzchni. Decyzji do końca, aby wprowadzić roztwór próbki i włożyć ją do rurki. Szybko wyjmij próbkę z kasety. Zostanie wyświetlony komunikat „0011” (Praca).

10 Wynik testu po 5 minutach

Wynik będzie wyświetlany przez 15 minut lub do momentu włożenia następnego kasety. W razie braku komunikatu „0011” przejrzeliście kolektor krwi, kasetę z testem i lancetę lub skontaktuj się z obsługą klienta.

11 Wyruć kasetę/zachowaj analizator

- Wyruć kasetę do odpadu domowego.
- Zachowaj analizator do kolejnych testów. Komunikat „0111” na wyświetlaczu analizatora informuje, że pozostało do wykonania jeden test, a „0012” w razie wykorzystania ostatni test.
- Zarejestruj wynik AIC w dzienniku wyników w kroku 12.
- Wynik na wyświetlaczu będzie widoczny przez 15 minut, po upływie tego czasu analizator wyłączy się automatycznie.

12 Zapisz wynik

Tutaj zarejestruj swój postęp. Zarejestruj się w AIC tutaj i załóż swój wynik ze sobą na następną wizytę u lekarza. W dostępnym polu zaznacz docelową wartość AIC.

Interpretacja wyników

- Nie podejmij żadnej istotnej i punktów widzenia decyzji bez konsultacji z lekarzem lub osobą wykonującą zawód medyczny.
- Jeśli ten przyrząd jest używany do monitorowania istniejącej choroby, modyfikuj leczenie wyłącznie pod nadzorem odpowiedniego specjalisty pod tym kątem.

